

Protocole de Photothérapie UVB-TL01 dans les vitiligos disséminés

- Indiqué dans les vitiligos récents (<2 ans) et extensifs atteignant notamment le visage et le cou, le tronc et partie proximale des membres
- 2 à 3 séances/semaine jusqu'à l'obtention d'un érythème rosé (dose optimale poursuivie ensuite)
- Arrêt au terme de 30 séances en l'absence de repigmentation périfolliculaire
- Ne pas dépasser un an de photothérapie
- Pause pendant 1 mois tous les 2 mois?

Protocole de photothérapie UVB-TL01 dans le vitiligo

Séances	Phototype II et III	Phototype IV, V et VI
1 ^{er}	0.15	0.25
2 ^{ème}	0.20	0.30
3 ^{ème}	0.25	0.35
4 ^{ème}	0.30	0.40
5 ^{ème}	0.35	0.50
6 ^{ème}	0.40	0.60
7 ^{ème}	0.50	0.70
8 ^{ème}	0.60	0.80
9 ^{ème}	0.70	0.90
10 ^{ème}	0.80	1.05
11 ^{ème}	0.90	1.20
12 ^{ème}	1.05	1.35
13 ^{ème}	1.20	1.50
14 ^{ème}	1.35	1.65
15 ^{ème}	1.50	1.80
Dose MAX (J/cm ²)	1.50	1.80

En cas d'érythème sur les plaques de vitiligo

- **Erythème rosé** : recommencer à la dose de l'avant-dernière séance
- **Erythème vif** : pas de séance et revoir le protocole (diminution de 25% de la dose)